

# HySiI

## А-силиконовая оттискная масса

Винилполисилоксановый оттисковый материал повышенной гидрофильности для снятия более точных слепков



**OSSTEM<sup>®</sup>**  
IMPLANT


# Слепочная масса HySil способна полностью заполнять межзубные пространства, что дает Вам возможность снимать еще более точные слепки.

Превосходная гидрофильность

HySil обладает повышенной вязкостью, текучестью и гидрофильностью, что позволяет делать более точные и детальные оттиски.


Гидрофильность слепочных материалов дает возможность делать слепки в среде повышенной влажности.

Тест на гидрофильность  
(по капле воды)



По результатам теста у гидрофильной оттисковой массы HySil контактный угол оказался в 2 раза меньше, чем у других компаний-производителей.

Тест на гидрофильность  
(Изменение угла контакта с каплей воды)




# HySil застывает в ротовой полости быстро и без структурных изменений


Оптимальное рабочее время и быстрое застывание в ротовой полости

HySil обеспечивает достаточное время для работы с оттискным материалом. При внесении в ротовую полость пациента, оттискной материал быстро схватывается без изменения формы для более удобного и точного снятия слепка.

Воспроизведение без деформации




Воспроизведение в гипсе



По результатам исследования показателей рабочего времени и времени затвердевания массы, HySil показывает высокое преимущество в сравнении с оттискными материалами других известных производителей.

Рабочее время/ время до полного отвердевания материала




# HySil можно использовать даже после длительного хранения

Стабильное сохранение свойств материала

Оттискная масса HySil производится из высококачественного немецкого сырья. При длительном сроке хранения, материал не изменяет свои основные свойства и цвет, что делает его более удобным в использовании по сравнению с оттискными массами других производителей.


Тест на срок хранения



Тест показал, что оттисковые массы других производителей утратили основные свойства - отвердевание материала занимает больше времени. В HySil существенных изменений замечено не было.

Руководство по применению

## Как использовать HySil



# С HySil слепки снимаются быстро, удобно и точно!



Удобство процедуры, снятие слепков превосходной точности ввиду повышенной гидрофильности, сокращенное время схватывания и стойкость к деформации: оттисковый материал Osstem HySil используется как для классических случаев реставрации зубного ряда, так и для реставрации на имплантатах.

## Классическая реставрация

Вкладка



Одиночная коронка



Полнодуговой протез



## Реставрация на имплантатах


Слепок с закрытой ложкой



Пластиковый колпачок



Прямое снятие слепка с абатмента





# HySil

## А-силиконовая оттисковая масса

### Линейка продукции

|                                                                                     | Классификация                          | Упаковка                                         | Код               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
|    | Корректирующая масса<br>Extra Light    | Коробка (4 картриджа)                            | ESS50EL           |
|    | Корректирующая масса<br>Light          | Коробка (4 картриджа)<br>Коробка (15 картриджей) | ESS50L<br>ESS50LB |
|   | Слепочный материал<br>средней вязкости | Коробка (4 картриджа)<br>Коробка (15 картриджей) | ESS50M<br>ESS50MB |
|  | Слепочный материал<br>высокой вязкости | Коробка (4 картриджа)<br>Коробка (15 картриджей) | ESS50H<br>ESS50HB |
|  | База                                   | База (Putty) - 400мл<br>Катализатор - 400мл      | ESS400P           |

Картридж - 50 мл