


**2024 - 25
IMPLANT
SYSTEM**

OSSTEM[®]
IMPLANT

Содержание


TS система	Имплантат TS III SA, TS IV SA	3
	Имплантат TS III CA, TS III SOI	4
	Формирователь десны Винт Ebony Gold Лабораторный аналог Слепочный модуль для открытой ложки Слепочный модуль для закрытой ложки	6
	Лабораторный винт Абатмент Transfer	7
	Абатмент обтачиваемый FreeForm ST Абатмент угловой Angled	8
	Абатмент Gold-Cast Абатмент временный титановый Абатмент пластиковый для немедленной нагрузки	9
	Абатмент NP-Cast Абатмент шариковый Stud	10
	Абатмент Port	11
	Абатмент комбинированный Convertible	12
	Абатмент Multi прямой Абатмент Multi Angled угловой Титановые основания Multi Ti Base	13
	Абатмент TS Link для Cerec	14
	Абатмент Pre-Milled Абатмент TS Link универсальный Цифровой лабораторный аналог Скан Боди	15
SS система	Имплантат SS III SA и компоненты	16
	Слепочные модули ComOcta	17
	Абатмент ComOcta Абатмент ComOcta угловой Абатмент Octa	18
	Компоненты абатмента Octa	19
MS система	Имплантат MS и компоненты	20
OS система	Ортодонтические винты	21
НКР материалы	Мембрана титановая OssBuilder OB2, OB3 Пины и винты костные Компоненты мембраны титановой OssBuilder Костные материалы A-Oss, SureOss, OsteOss Мембрана коллагеновая Ossguide, Ossmem Бесклеточный дермальный матрикс Surederm А-силиконовый слепочный материал HySil (база)	23 24 25 26 27 27
Хирург. наборы	Хирургические наборы Наборы инструментов	28 31
Инструменты	Сверло-трепан Контурный бор Сверло для забора аутокости Инструменты набора 122 Kit	32 33
Оборудование	Стоматологическая установка K3 Физиодиспенсеры Surgic PRO 2 OPT, Surgic PRO, SM5 Аппарат для измерения стабильности имплантатов IS3	36 38
Уход за полостью рта	Оборудование для ухода за полостью рта Средства для ухода за полостью рта	39
Центр обучения OIC		40

Новинка 2025



Имплантаты TS до обновления:

- Абатмент не доходит до нижней части шестигранника внутри имплантата и создает компрессию. Нагрузка от винта тянет абатмент вниз, что может привести к «проседанию» абатмента в имплантате и создать дополнительное давление на шейку имплантата.
- Поскольку имплантат подвержен не только осевым, но и продольным нагрузкам, проседание абатмента и дополнительное напряжение в конусе в совокупности с другими факторами могут привести к поломке конструкции в будущем.




Имплантаты TS после обновления:

Для устранения пустот в области технического зазора (0.3 мм), в имплантат добавляется кольцо в нижней части внутреннего шестигранника.

- Кольцо под шестигранником устраняет возможность сильной просадки абатмента и удерживает его в стабильном положении, также помогает в распределении нагрузки со стороны винта.

Имплантат TS III SA

TS III SA Ultra-Wide




Диаметр Длина	Мини		Стандарт			
	Ø 3.0	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 5.5
	Код		Код			
4 мм	–	–	–	–	BTS3S5004S*	–
5 мм	–	–	–	–	BTS3S5005S**	–
6 мм	–	–	BTS3S4006S***	BTS3S4506S***	BTS3S5006S	BTS3S5506S
7 мм	–	–	BTS3S4007S	BTS3S4507S	BTS3S5007S	BTS3S5507S
8.5 мм	BTS3M3008S	BTS3M3508S	BTS3S4008S	BTS3S4508S	BTS3S5008S	BTS3S5508S
10 мм	BTS3M3010S	BTS3M3510S	BTS3S4010S	BTS3S4510S	BTS3S5010S	BTS3S5510S
11.5 мм	BTS3M3011S	BTS3M3511S	BTS3S4011S	BTS3S4511S	BTS3S5011S	BTS3S5511S
13 мм	BTS3M3013S	BTS3M3513S	BTS3S4013S	BTS3S4513S	BTS3S5013S	BTS3S5513S
15 мм	–	BTS3M3515S	BTS3S4015S	BTS3S4515S	BTS3S5015S	BTS3S5515S
18 мм	–	BTS3M3518S	BTS3S4018S	BTS3S4518S	BTS3S5018S	–

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка
Рекомендуемый крутящий момент - не более 40 Нсм

*погружная часть – 4 мм | (фактическая длина – 6 мм)
**погружная часть – 5 мм | (фактическая длина – 6 мм)
***погружная часть – 6 мм | (фактическая длина – 7 мм)



Имплантат TS IV SA





Диаметр Длина	Стандарт		
	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0
	Код		
7 мм	BTS4S4007S	BTS4S4507S	BTS4S5007S
8.5 мм	BTS4S4008S	BTS4S4508S	BTS4S5008S
10 мм	BTS4S4010S	BTS4S4510S	BTS4S5010S
11.5 мм	BTS4S4011S	BTS4S4511S	BTS4S5011S
13 мм	BTS4S4013S	BTS4S4513S	BTS4S5013S

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка
Рекомендуемый крутящий момент - не более 40 Нсм

Имплантат TS III CA в кальциевом растворе

TS III CA Ultra-Wide




Диаметр \ Длина	Мини	Стандарт		
	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0
Код		Код		
7 мм	–	BTS3S4007C	BTS3S4507C	BTS3S5007C
8.5 мм	BTS3M3508C	BTS3S4008C	BTS3S4508C	BTS3S5008C
10 мм	BTS3M3510C	BTS3S4010C	BTS3S4510C	BTS3S5010C
11.5 мм	BTS3M3511C	BTS3S4011C	BTS3S4511C	BTS3S5011C
13 мм	BTS3M3513C	BTS3S4013C	BTS3S4513C	BTS3S5013C

Стандарт	
Ø 6.0	Ø 7.0
Код	
BTS3S6007C	BTS3S7007C
BTS3S6008C	BTS3S7008C
BTS3S6010C	BTS3S7010C
BTS3S6011C	BTS3S7011C
BTS3S6013C	BTS3S7013C

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка
Рекомендуемый крутящий момент - не более 40 Нсм

Имплантат TS III SOI

TS III SOI Ultra-Wide



Диаметр \ Длина	Мини	Стандарт			
	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 5.5
	Код	Код			
4 мм	–	–	–	BTS3S5004A*	–
5 мм	–	–	–	BTS3S5005A**	–
6 мм	–	BTS3S4006A***	BTS3S4506A***	BTS3S5006A	BTS3S5506A
7 мм	–	BTS3S4007A	BTS3S4507A	BTS3S5007A	BTS3S5507A
8.5 мм	BTS3M3508A	BTS3S4008A	BTS3S4508A	BTS3S5008A	BTS3S5508A
10 мм	BTS3M3510A	BTS3S4010A	BTS3S4510A	BTS3S5010A	BTS3S5510A
11.5 мм	BTS3M3511A	BTS3S4011A	BTS3S4511A	BTS3S5011A	BTS3S5511A
13 мм	BTS3M3513A	BTS3S4013A	BTS3S4513A	BTS3S5013A	BTS3S5513A
15 мм	BTS3M3515A	BTS3S4015A	BTS3S4515A	BTS3S5015A	–

Стандарт	
Ø 6.0	Ø 7.0
Код	
–	–
–	–
BTS3S6006A	BTS3S7006A
BTS3S6007A	BTS3S7007A
BTS3S6008A	BTS3S7008A
BTS3S6010A	BTS3S7010A
BTS3S6011A	BTS3S7011A
BTS3S6013A	BTS3S7013A
–	–

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка
Рекомендуемый крутящий момент - не более 40 Нсм

*погружная часть – 4 мм | (фактическая длина – 6 мм)
**погружная часть – 5 мм | (фактическая длина – 6 мм)
***погружная часть – 6 мм | (фактическая длина – 7 мм)



Имплантат TS III SOI (без адаптера)

TS III SOI Ultra-Wide

								
Диаметр \ Длина	Мини	Стандарт				Стандарт		
	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 5.5	Ø 6.0	Ø 7.0	
	Код	Код				Код		
4 мм	–	–	–	TS3S5004A*	–	–	–	–
5 мм	–	–	–	TS3S5005A**	–	–	–	–
6 мм	–	TS3S4006A***	TS3S4506A***	TS3S5006A	TS3S5506A	TS3S6006A	TS3S7006A	
7 мм	–	TS3S4007A	TS3S4507A	TS3S5007A	TS3S5507A	TS3S6007A	TS3S7007A	
8.5 мм	TS3M3508A	TS3S4008A	TS3S4508A	TS3S5008A	TS3S5508A	TS3S6008A	TS3S7008A	
10 мм	TS3M3510A	TS3S4010A	TS3S4510A	TS3S5010A	TS3S5510A	TS3S6010A	TS3S7010A	
11.5 мм	TS3M3511A	TS3S4011A	TS3S4511A	TS3S5011A	TS3S5511A	TS3S6011A	TS3S7011A	
13 мм	TS3M3513A	TS3S4013A	TS3S4513A	TS3S5013A	TS3S5513A	TS3S6013A	TS3S7013A	
15 мм	TS3M3515A	TS3S4015A	TS3S4515A	TS3S5015A	–	–	–	–

Комплектация: Имплантат
Рекомендуемый крутящий момент - не более 40 Нсм

*погружная часть – 4 мм | (фактическая длина – 6 мм)
**погружная часть – 5 мм | (фактическая длина – 6 мм)
***погружная часть – 6 мм | (фактическая длина – 7 мм)







Имплантат Hiossen ET III SA с адаптером

					
Диаметр \ Длина	Мини	Стандарт			
	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	
	Код	Код			
7 мм	–	AET3R4007S	AET3R4507S	AET3R5007S	
8.5 мм	AET3M3508S	AET3R4008S	AET3R4508S	AET3R5008S	
10 мм	AET3M3510S	AET3R4010S	AET3R4510S	AET3R5010S	
11.5 мм	AET3M3511S	AET3R4011S	AET3R4511S	AET3R5011S	
13 мм	AET3M3513S	AET3R4013S	AET3R4513S	AET3R5013S	
15 мм	AET3M3515S	AET3R4015S	AET3R4515S	AET3R5015S	

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка
Рекомендуемый крутящий момент - не более 40 Нсм

Формирователь десны для системы имплантатов TS

TS система



									
Длина \ Диаметр		Мини		Стандарт					
		Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0	
		Код		Код					
3 мм		TSHA403M	TSHA453M	TSHA403R	TSHA453R	TSHA503R	TSHA603R	TSHA703R	
4 мм		TSHA404M	TSHA454M	TSHA404R	TSHA454R	TSHA504R	TSHA604R	TSHA704R	
5 мм		TSHA405M	TSHA455M	TSHA405R	TSHA455R	TSHA505R	TSHA605R	TSHA705R	
7 мм		TSHA407M	TSHA457M	TSHA407R	TSHA457R	TSHA507R	TSHA607R	TSHA707R	
9 мм		TSHA409M	TSHA459M	TSHA409R	TSHA459R	TSHA509R	TSHA609R	TSHA709R	

Винт Ebony Gold

Лабораторный аналог


			
Мини		Стандарт	
Код		Код	
GSABSM		GSABSS	
		Мини	Стандарт
		Код Ø 3.0	Код Ø 3.5
		GSTLA300	GSTLA350
			GSTLA400

Слепочный модуль для открытой ложки

					
Диаметр \ Длина	Мини		Стандарт		
	Ø 4.0		Ø 4.0	Ø 5.0	Ø 6.0
	Код 6-гран.*		Код 6-гран.*		
11 мм	GSPIM4011		GSPIS4011	GSPIS5011	GSPIS6011
15 мм	GSPIM4015		GSPIS4015	GSPIS5015	GSPIS6015

*Для не 6-гран.: код+N

Слепочный модуль для закрытой ложки


					
Длина \ Диаметр	Диаметр	Мини	Стандарт		
		Ø 4.0	Ø 4.0	Ø 5.0	Ø 6.0
		Код 6-гран.*	Код 6-гран.*		
11 мм		GSTIM4011	GSTIS4011	GSTIS5011	GSTIS6011
14 мм		GSTIM4014	GSTIS4014	GSTIS5014	GSTIS6014

*Для не 6-гран.: код+N

Лабораторный винт

	
Мини	Стандарт
Код	Код
GSABSM L	GSABSS L

Длинный винт

	
Мини	Стандарт
Код	Код
GSABSM W	GSABSS W

Используется для фиксации готовых коронок и восковых моделей в условиях лаборатории. Не является компонентом слепочного модуля.

Абатмент прямой Transfer




Высота	Диаметр	Мини	Стандарт		
		Ø 4.5	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0
		Код 6-гран.*	Код 6-гран.*		
4 мм	1 мм	–	–	GSTA5410WH	GSTA6410WH
	2 мм	–	–	GSTA5420WH	GSTA6420WH
	3 мм	–	–	GSTA5430WH	GSTA6430WH
	4 мм	–	–	GSTA5440WH	GSTA6440WH
	5 мм	–	–	GSTA5450WH	GSTA6450WH
5.5 мм	1 мм	GSTA4611WH	GSTAS4611WH	GSTA5610WH	GSTA6610WH
	2 мм	GSTA4621WH	GSTAS4621WH	GSTA5620WH	GSTA6620WH
	3 мм	GSTA4631WH	GSTAS4631WH	GSTA5630WH	GSTA6630WH
	4 мм	GSTA4641WH	GSTAS4641WH	GSTA5640WH	GSTA6640WH
	5 мм	GSTA4651WH	GSTAS4651WH	GSTA5650WH	GSTA6650WH
7 мм	1 мм	GSTA4711WH	GSTAS4711WH	GSTA5710WH	GSTA6710WH
	2 мм	GSTA4721WH	GSTAS4721WH	GSTA5720WH	GSTA6720WH
	3 мм	GSTA4731WH	GSTAS4731WH	GSTA5730WH	GSTA6730WH
	4 мм	GSTA4741WH	GSTAS4741WH	GSTA5740WH	GSTA6740WH
	5 мм	GSTA4751WH	GSTAS4751WH	GSTA5750WH	GSTA6750WH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold
Рекомендуемый крутящий момент:
Мини – не более 20 Нсм | Стандарт – не более 30 Нсм
*Для не 6-гран. WH заменить на NWH

TS система

M Мини R Стандарт

Абатмент обрачиваемый FreeForm ST



Диаметр \ Высота десны	Мини	Стандарт			
	Ø 4.0	Ø 4.0	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0
Код 6-гран.*		Код 6-гран.*			
1.5 мм	GSFAM4015WH	GSFA4015WH	GSFA5015WH	GSFA6015WH	GSFA7015WH
3 мм	GSFAM4030WH	GSFA4030WH	GSFA5030WH	GSFA6030WH	GSFA7030WH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold
Рекомендуемый крутящий момент:
● Мини – не более 20 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм

*Для не 6-гран.:
WH заменить на NWH

Абатмент угловой Angled



Диаметр \ Высота десны	Мини	Стандарт		
	Ø 4.5	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0
Код 6-гран.*		Код 6-гран.*		
2 мм	GSAA4520MAWH	GSAA4520AWH	GSAA5020AWH	GSAA6020AWH
	GSAA4520MBWH	GSAA4520BWH	GSAA5020BWH	GSAA6020BWH
4 мм	GSAA4540MAWH	GSAA4540AWH	GSAA5040AWH	GSAA6040AWH
	GSAA4540MBWH	GSAA4540BWH	GSAA5040BWH	GSAA6040BWH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold
Рекомендуемый крутящий момент:
● Мини – не более 20 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм



*Для не 6-гран.: AWH/BWH
заменить на NWH

Селектор абатмента углового



Диаметр \ Высота десны	Мини	Стандарт	
	Ø 4.3	Ø 4.5	Ø 5.5
Код		Код	
2 мм	GSAAS4320A	GSAAS4520A	GSAAS5520A
	GSAAS4320B	GSAAS4520B	GSAAS5520B
4 мм	GSAAS4340A	GSAAS4540A	GSAAS5540A
	GSAAS4340B	GSAAS4540B	GSAAS5540B

Абатмент временный титановый



Высота десны \ Диаметр	Мини		Стандарт	
	Ø 4.0		Ø 4.5	
	Код 6-гран.	Код не 6-гран.	Код 6-гран.	Код не 6-гран.
1 мм	GSTTA4010TH	GSTTA4010NTH	GSTTA4510TH	GSTTA4510NTH
3 мм	GSTTA4030TH	GSTTA4030NTH	GSTTA4530TH	GSTTA4530NTH

Комплектация: Абатмент + Специальный титановый винт
Рекомендуемый крутящий момент:
● Мини – не более 20 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм



Абатмент временный пластиковый для немедленной нагрузки



Высота десны \ Диаметр	Мини		Стандарт	
	Ø 4.5		Ø 5.5	
	Код 6-гран.	Код не 6-гран.	Код 6-гран.	Код не 6-гран.
5 мм	TSQTA4550TH	TSQTA4550NTH	TSQTA5550TH	TSQTA5550NTH

Комплектация: Абатмент + Специальный титановый винт
Рекомендуемый крутящий момент:
● Мини – не более 20 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм

Абатмент отливаемый Gold-Cast



Высота десны \ Диаметр	Мини		Стандарт	
	Ø 4.0		Ø 4.5	
	Код 6-гран.	Код не 6-гран.	Код 6-гран.	Код не 6-гран.
1 мм	GSGA4010SWH	GSGA4010BWH	GSGA4510SWH	GSGA4510BWH
3 мм	GSGA4030SWH	GSGA4030BWH	GSGA4530SWH	GSGA4530BWH

Состав: Au-Pt-Pd. Температура плавления от 1400° до 1450°
Комплектация: Абатмент+ Винт Ebony Gold
Рекомендуемый крутящий момент:
● Мини – не более 20 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм

Абатмент отливаемый NP-Cast

TS система

Диаметр	Мини		Стандарт	
	Ø 4.0		Ø 4.5	
Высота десны	Код 6-гран.	Код не 6-гран.	Код 6-гран.	Код не 6-гран.
1 мм	GSNA4010SWH	GSNA4010BWH	GSNA4510SWH	GSNA4510BWH
3 мм	GSNA4030SWH	GSNA4030BWH	GSNA4530SWH	GSNA4530BWH

Состав: Co-Cr-Mo. Температура плавления до 1550°.
Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold
Рекомендуемый крутящий момент:
● Мини – не более 20 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм

Абатмент шариковый Stud

Диаметр	Мини	Стандарт
	Ø 3.5	Ø 3.5
Высота десны	Код	Код
1 мм	GSSAM3510	GSSA3510
2 мм	GSSAM3520	GSSA3520
3 мм	GSSAM3530	GSSA3530
4 мм	GSSAM3540	GSSA3540
5 мм	GSSAM3550	GSSA3550
6 мм	GSSAM3560	GSSA3560

Комплектация: Абатмент
Рекомендуемый крутящий момент:
● Мини – не более 30 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм
Фиксируется ключом AORD

Компоненты абатмента Stud

Название		Код
	Комплект ретенционных колпачков O-ring (ретенционный колпачок O-ring - 1 шт., кольцо O-ring - 1 шт.)	RCS01
	Комплект ретейнеров O-ring (ретейнер O-ring - 1 шт., кольцо O-ring - 1 шт.)	RS01
	Кольца O-ring, 5 шт	OAON01S
	Лабораторный аналог O-ring	OAL
	Ключ для абатмента O-ring Используется для абатментов Stud, Convertible Ø 4.0	AORD

Абатмент Port

TS система



Высота десны	Диаметр	Мини	Стандарт
		Ø 3.7	Ø 3.7
		Код	Код
1 мм		TSPTA3510M	TSPTA4010R
2 мм		TSPTA3520M	TSPTA4020R
3 мм		TSPTA3530M	TSPTA4030R
4 мм		TSPTA3540M	TSPTA4040R
5 мм		TSPTA3550M	TSPTA4050R
6 мм		TSPTA3560M	TSPTA4060R

Комплектация: Абатмент
Рекомендуемый крутящий момент:
● Мини – не более 30 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм
Фиксируется ключом TWLDSK, TWLDLK





Компоненты абатмента Port

Название		Код
	Колпачок протеза, изолирующее кольцо, сменные ретенционные колпачки Port	PTCMK
	Комплект чёрных лабораторных колпачков Port	PTCPMS
	Комплект ретенционных колпачков Port, 4 Н, 4 шт.	PTCM04S
	Комплект ретенционных колпачков Port, 6 Н, 4 шт.	PTCM06S
	Комплект ретенционных колпачков Port, 12 Н, 4 шт.	PTCM12S
	Комплект ретенционных колпачков Port, 22 Н, 4 шт.	PTCM22S
	Комплект ретенционных колпачков Port, 6 Н, 4 шт. с расширенным диапазоном	PTCEM06S
	Комплект ретенционных колпачков Port, 12 Н, 4 шт. с расширенным диапазоном	PTCEM12S
	Комплект изолирующих колец Port, 20 шт	PTCSS
	Слепочный модуль Port	PTCIC
	Комплект лабораторных аналогов Port, 2 шт.	PTCLA40S
	Стержневой инструмент Port	PTCMT
	Ключ для абатмента Port короткий	TWLDSK
	Ключ для абатмента Port длинный	TWLDLK

Абатмент комбинированный Convertible

TS система





Высота десны	Диаметр	Мини		Стандарт	
		Ø 4.0 6-гран.	Код	Ø 5.0 8-гран.	Код
1 мм		GSCA4010P	GSCAS4010P	GSCA5010P	GSCA6010P
2 мм		GSCA4020P	GSCAS4020P	GSCA5020P	GSCA6020P
3 мм		GSCA4030P	GSCAS4030P	GSCA5030P	GSCA6030P
4 мм		GSCA4040P	GSCAS4040P	GSCA5040P	GSCA6040P
5 мм		-	-	GSCA5050P	GSCA6050P


Комплектация: Абатмент + Держатель.
Рекомендуемый крутящий момент: M Мини | M Стандарт – не более 30 Нсм

Компоненты абатмента Convertible

	Для Ø 4.0 6-гран.	Для Ø 4.0 6-гран.	Для Ø 5.0 8-гран.	Для Ø 6.0 8-гран.
Цилиндр Convertible Комбинированный + Мини-винт Ebony Gold	GSCC4070WH*	GSCC4070WH*	GSCC5070WH	GSCC6070WH
Цилиндр угловой Convertible + Мини-винт Ebony Gold	GS17CC4080WH*	GS17CC4080WH*	GS17CC5080WH	GS17CC6080WH
Цилиндр Goldcast Convertible + Мини-винт Ebony Gold	GSGC400WH*	GSGC400WH*	GSGC500WH	GSGC600WH
Цилиндр временный Convertible + Мини-винт Ebony Gold	GSCTC400TTH*	GSCTC400TTH*	GSCTC500TTH	GSCTC600TTH
Цилиндр пластиковый Convertible + Мини-винт Ebony Gold	GSCPL400WH*	GSCPL400WH*	GSCPL500WH	GSCPL600WH
Винт Ebony Gold Convertible абатмента	GSFSM	GSFSM	GSFSR	GSFSR
Слепочный модуль Convertible для открытой ложки	GSPIC400	GSPIC400	GSPIC500	GSPIC600
Слепочный модуль Convertible для закрытой ложки	GSTIC400	GSTIC400	GSTIC500	GSTIC600
Защитный колпачок Convertible	GSCHC400WH	GSCHC400WH	GSCHC500WH	GSCHC600WH
Лабораторный аналог Convertible	GSCLA400	GSCLA400	GSCLA500	GSCLA600

Рекомендуемый крутящий момент для цилиндров Convertible – не более 15 Нсм
Ø 4.0 фиксируется ключом AORD (стр. 12) | Ø 5.0, Ø 6.0, фиксируется ключом ODDS, ODSL (стр.19)
*Для не 6-гран.: WH заменить на NWH

Абатмент Multi прямой



Диаметр	Мини		Стандарт	
	Ø 4.8		Ø 4.8	
Высота десны	Код		Код	
1 мм	T SMA5010M		T SMA5010	
2 мм	T SMA5020M		T SMA5020	
3 мм	T SMA5030M		T SMA5030	
4 мм	T SMA5040M		T SMA5040	
5 мм	T SMA5050M		T SMA5050	

Комплектация: Абатмент
Рекомендуемый крутящий момент:
● Мини – не более 30 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм
Устанавливается ручной отверткой MAOD

Абатмент Multi Angled угловой





Диаметр	Мини		Стандарт	
	17°	30°	17°	30°
Высота десны	Ø 4.8		Ø 4.8	
	Код		Код	
2.5 мм	GS17MAM4820WH	–	GS17MAS4820WH	–
3 мм	GS17MAM4830WH	–	GS17MAS4830WH	–
3.5 мм	–	GS30MAM4830WH	–	GS30MAS4830WH
4 мм	GS17MAM4840WH	GS30MAM4840WH	GS17MAS4840WH	GS30MAS4840WH
5 мм	–	GS30MAM4850WH	–	GS30MAS4850WH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold GSMABSM / GSMABSS
Рекомендуемый крутящий момент:
● Мини – не более 20 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм




**Титановые основания
Multi Ti Base**



Высота	5°	10°
	Ø 4.8	
	Код	
4 мм	TSMTB0405GTH	TSMTB0410GTH*
6 мм	TSMTB0605GTH	–

Комплектация: Титановое основание Multi Ti Base
+ Винт для титановых оснований Multi Ti Base (TSMTBS)
Рекомендуемый крутящий момент: не более 20 Нсм
*Используется для фиксации временных реставраций

Сканмаркер
Multi



Код
TSMSBC

Винт для титановых
оснований Multi Ti Base



Код
TSMTBS

Комплектация: Сканмаркер
Рекомендуемый крутящий момент: не более 20 Нсм
Рекомендуемый крутящий момент: не более 20 Нсм

Компоненты абатмента Multi

TS система

Название			Код
	Цилиндр Esthetic-Low Gold + специальный титановый винт Рекомендуемый крутящий момент: не более 15 Нсм	Не 6-гран.	MGR100TH
		6-гран.	MGR200TH
	Пластиковый цилиндр Esthetic-Low + специальный титановый винт Рекомендуемый крутящий момент: не более 15 Нсм	Не 6-гран.	MEPR100TH
		6-гран.	MEPR200TH
	Временный цилиндр Esthetic-Low Стандарт + специальный титановый винт Рекомендуемый крутящий момент: не более 15 Нсм	Не 6-гран.	MTR100TH
		6-гран.	MTR200TH
	Специальный титановый винт для цилиндра Multi Рекомендуемый крутящий момент: не более 15 Нсм		MTS200
	Винт Ebony Gold для абатмента Multi Angled Рекомендуемый крутящий момент: не более 15 Нсм	Мини	GSMABSM
		Стандарт	GSMABSS
	Esthetic-Low Слепочный модуль для открытой ложки. Мини / стандарт Ø 4.8	Не 6-гран.	MSR100
	Esthetic-Low Слепочный модуль для закрытой ложки. Мини / стандарт Ø 4.8		MTTR100
	Esthetic-Low Лабораторный аналог Стандарт Ø 4.8		MERR300
	Esthetic-Low Защитный колпачок от полировки Стандарт Ø 4.8		MPCR100
	Защитный колпачок Esthetic		MHCR100
	Ручная отвертка Multi		MAOD
	Отвертка Multi для физиодиспенсера		MAMD

CAD/CAM абатменты



Абатмент TS Link для Cerec

Модуль для сканирования Scan Post для Cerec



В. десн. Ø

Мини		Стандарт	
Код 6-гран.	Код не 6-гран.	Код 6-гран.	Код не 6-гран.
TSCTBMWH	TSCTBMNWH	TSCTBRWH	TSCTBRNWH

Мини	Стандарт
Код	Код
TSCSPMTH	TSCSPRTH

Комплектация: Абатмент + Скан боди + Винт Ebony Gold
Рекомендуемый крутящий момент:
● Мини – не более 20 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм

Комплектация: Scan Post + Лабораторный винт

CAD/CAM абатменты

Абатмент Pre-Milled





Оборудование	Arum		Zirkonzahn	
Диаметр	Ø 10.0		Ø 10.0	
Платформа	Мини	Стандарт	Мини	Стандарт
6-гран.	TSPM10ARMWH	TSPM10ARRWH	TSPM10ZKMWH	TSPM10ZKRWH
Не 6-гран.	TSPM10ARMNWH	TSPM10ARRNWH	TSPM10ZKMNWH	TSPM10ZKRNWH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold
Рекомендуемый крутящий момент: ● Мини – не более 20 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм

Абатмент TS Link Универсальный






Диаметр		Мини Ø 4.0		Стандарт Ø 4.5	
Высота	Высота десны	Код 6-гран.	Код не 6-гран.	Код 6-гран.	Код не 6-гран.
4.0 Закрытый тип	1 мм	TSPL4041CWH	TSPL4041CNWH	TSPL4541CWH	TSPL4541CNWH
	2 мм	TSPL4042CWH	TSPL4042CNWH	TSPL4542CWH	TSPL4542CNWH
	3 мм	TSPL4043CWH	TSPL4043CNWH	TSPL4543CWH	TSPL4543CNWH
	4 мм	TSPL4044CWH	TSPL4044CNWH	TSPL4544CWH	TSPL4544CNWH
4.0 Открытый тип	1 мм	TSPL4041MWH	TSPL4041MNWH	TSPL4541RWH	TSPL4541RNWH
	2 мм	TSPL4042MWH	TSPL4042MNWH	TSPL4542RWH	TSPL4542RNWH
	3 мм	TSPL4043MWH	TSPL4043MNWH	TSPL4543RWH	TSPL4543RNWH
	4 мм	TSPL4044MWH	TSPL4044MNWH	TSPL4544RWH	TSPL4544RNWH
6.0 Закрытый тип	1 мм	TSPL4061MWH	TSPL4061MNWH	TSPL4561RWH	TSPL4561RNWH
	2 мм	TSPL4062MWH	TSPL4062MNWH	TSPL4562RWH	TSPL4562RNWH
	3 мм	TSPL4063MWH	TSPL4063MNWH	TSPL4563RWH	TSPL4563RNWH
	4 мм	TSPL4064MWH	TSPL4064MNWH	TSPL4564RWH	TSPL4564RNWH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold
Рекомендуемый крутящий момент: ● Мини – не более 20 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм

Цифровой лабораторный аналог и компоненты

Название		Код
	Мини (TS Ø 3.0)	TSDLA300
	Мини (TS Ø 3.5)	TSDLA350
	Стандарт	TSDLA400
	Цифровой лабораторный аналог абатмента TS Multi	TSMDLA
	Расширитель	Мини / Стандарт DLARDR
	Инструмент для установки цифрового лабораторного аналога	GSDLAPJ
	Инструмент для установки цифрового лабораторного аналога абатмента TS Multi	TSMDLAPJ

Скан Боди



Высота	Мини	Стандарт
	Код	Код
8 мм	TSNSBMSTH	TSNSBRSTH
12 мм	TSNSBMLTH	TSNSBRLTH

Комплектация: Скан Боди + Винт
Рекомендуемый крутящий момент:
не более 10 Нсм

Имплантат SS III SA (с адаптером)

SS система



Диаметр		Стандарт			Широкий		
		Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0
Высота	Выс. шейки	Код			Код		
6 мм	2.0	–	–	–	ASS3W5006S20	ASS3W6006S20	ASS3W7006S20
7 мм	1.8	–	ASS3R4007S18	ASS3R4507S18	–	–	–
	2.0	–	–	–	ASS3W5007S20	ASS3W6007S20	ASS3W7007S20
	2.8	–	–	–	–	–	–
8.5 мм	1.8	ASS3R3508S18	ASS3R4008S18	ASS3R4508S18	–	–	–
	2.0	–	–	–	ASS3W5008S20	ASS3W6008S20	ASS3W7008S20
	2.8	ASS3R3508S28	ASS3R4008S28	ASS3R4508S28	–	–	–
10 мм	1.8	ASS3R3510S18	ASS3R4010S18	ASS3R4510S18	–	–	–
	2.0	–	–	–	ASS3W5010S20	ASS3W6010S20	ASS3W7010S20
	2.8	ASS3R3510S28	ASS3R4010S28	ASS3R4510S28	–	–	–
11.5 мм	1.8	ASS3R3511S18	ASS3R4011S18	ASS3R4511S18	–	–	–
	2.0	–	–	–	ASS3W5011S20	ASS3W6011S20	ASS3W7011S20
	2.8	ASS3R3511S28	ASS3R4011S28	ASS3R4511S28	–	–	–
13 мм	1.8	ASS3R3513S18	ASS3R4013S18	ASS3R4513S18	–	–	–
	2.0	–	–	–	ASS3W5013S20	–	–
	2.8	ASS3R3513S28	ASS3R4013S28	–	–	–	–

Комплектация: Имплантат + Установочный адаптер + Винт-заглушка
Рекомендуемый крутящий момент:
● Стандарт – не более 40 Нсм | ● Широкий – не более 40 Нсм

Цифровой лабораторный аналог для системы имплантатов SS



Стандарт	Широкий
Код	Код
SSDLA480	SSDLA600

Комплектация: Скан Боди + Винт
Рекомендуемый крутящий момент:
не более 10 Нсм

Скан Боди для системы имплантатов SS



Высота	Стандарт	Широкий
	Код	Код
6 мм	SSNSBRS	SSNSBWS
10 мм	SSNSBRL	SSNSBWL

Комплектация: Скан Боди + Винт
Рекомендуемый крутящий момент:
не более 10 Нсм

Формирователь десны для системы имплантатов SS

Диаметр \ Высота	Стандарт	Широкий
	Ø 4.8	Ø 6.0
	Код	Код
2 мм	SSH482	–
3 мм	SSH483	SSH603
4 мм	SSH484	SSH604
5 мм	SSH485	SSH605

Лабораторный аналог ComOcta

Стандарт	Широкий
Ø 4.8	Ø 6.0
Код	Код
SSFA480	SSFA600

Слепочный модуль ComOcta для закрытой ложки

Диаметр \ Высота	Стандарт		Широкий	
	Ø 4.8		Ø 6.0	
	Код 8-гран.	Код не 8-гран.	Код 8-гран.	Код не 8-гран.
9.5 мм	SSCTIS480	SSCTIS480N	SSCTIS600	SSCTIS600N
12.5 мм	SSCTIL480	SSCTIL480N	SSCTIL600	SSCTIL600N

Комплектация: Слепочный модуль + пин

Слепочный модуль ComOcta для открытой ложки

Стандарт	Широкий
Ø 4.8 Высота 10	Ø 6.0 Высота 10
Код 8-гран.	Код 8-гран.
SSICA480	SSICA600

Комплектация: Слепочный модуль + пин

Винт титановый ComOcta

Стандарт Широкий
Ø 4.8 Ø 6.0
Код
ASR200

Рекомендуемый крутящий момент: не более 30 Нсм

Винт титановый ComOcta Angled

Стандарт Широкий
Ø 4.8 Ø 6.0
Код
ASS200



Руководство по протезированию на имплантатах системы SS

SS система

R Стандарт **W** Широкий

Абатмент ComOcta для цементной фиксации



Диаметр	Стандарт		Широкий	
	Ø 4.8		Ø 6.0	
Высота	Код 8-гран.	Код не 8-гран.	Код 8-гран.	Код не 8-гран.
4 мм	SSCA484TH	SSCA484NTH	SSCA604TH	SSCA604NTH
5.5 мм	SSCA485TH	SSCA485NTH	SSCA605TH	SSCA605NTH
7 мм	SSCA487TH	SSCA487NTH	SSCA607TH	SSCA607NTH

Комплектация: Абатмент + Винт
Рекомендуемый крутящий момент: не более 30 Нсм

Абатмент ComOcta Angled



Диаметр	Стандарт	Широкий
	Ø 4.8	Ø 6.0
Угол	Код 8-гран.	Код 8-гран.
15°	SSA4815TH	SSA6015TH
20°	SSA4820TH	SSA6020TH

Абатмент Octa для винтовой фиксации



Стандарт	Широкий
Ø 4.8	Ø 6.0
Код	Код
SSOA480	SSOA600

Рекомендуемый крутящий момент: не более 30 Нсм
Фиксируется ключом ODSS, ODSL

Лабораторный аналог Octa



Стандарт	Широкий
Ø 4.8	Ø 6.0
Код	Код
SSLA480	SSLA600

Слепочный модуль Octa для открытой ложки



Стандарт		Широкий	
Ø 4.8		Ø 6.0	
Код 8-гран.	Код не 8-гран.	Код 8-гран.	Код не 8-гран.
SSICO480	SSICN480	SSICO600	SSICN600

Комплектация: Слепочный модуль + Пин

Руководство по протезированию на имплантатах системы SS



Слепочный модуль Osta для закрытой ложки

	
Стандарт	Широкий
Ø 4.8	Ø 6.0
Код	Код
SSOTI480	SSOTI600





Комплектация: Слепочный модуль + Пин

Винт титановый Osta

	
Стандарт Широкий	
Ø 4.8 Ø 6.0	
Код	
SSFS	

Рекомендуемый крутящий момент: не более 20 Нсм

Цилиндр пластиковый Osta

							
Стандарт		Широкий		Стандарт		Широкий	
Ø 4.8		Ø 6.0		Ø 4.8		Ø 6.0	
Код 8-гран.	Код не 8-гран.	Код 8-гран.	Код не 8-гран.	Код 8-гран.	Код не 8-гран.	Код 8-гран.	Код не 8-гран.
SSPSO480TH	SSPSN480TH	SSPSO600TH	SSPSN600TH	SSPSO480TH	SSPSN480TH	SSPSO600TH	SSPSN600TH



Комплектация: Цилиндр + Винт
Рекомендуемый крутящий момент: не более 20 Нсм

Цилиндр временный титановый Osta

			
Диаметр	Стандарт	Широкий	
	Ø 4.8	Ø 6.0	
Высота десны	Код	Код	
	0 мм	2 мм	
	SSTCO480TH	SSTCO600TH	
	SSTCO482TH	SSTCO602TH	

Комплектация: Цилиндр + Винт
Рекомендуемый крутящий момент: не более 20 Нсм

Цилиндр комбинированный Osta

			
Стандарт		Широкий	
Ø 4.8		Ø 6.0	
Код		Код	
SSOCC480TH		SSOCC600TH	


Комплектация: Цилиндр + Винт.
Рекомендуемый крутящий момент: не более 20 Нсм

Защитный колпачок Osta

			
Стандарт	Широкий	Стандарт	Широкий
Ø 4.8	Ø 6.0	Ø 4.8	Ø 6.0
Код	Код	Код	Код
SSHC480TH	SSHC600TH	SSHC480TH	SSHC600TH

Комплектация: Колпачок + Винт

Ключ Osta

			
12.5		18.5	
Короткий		Длинный	
8-гран.		8-гран.	
Код		Код	
ODSS		ODSL	

Используется для абатментов Convertible Ø 5.0, Ø 6.0
и для абатментов Osta системы SS

MS система

Для установки используется
набор MS Kit – OMSK

Имплантат MS узкий гребень





Диаметр		Ø 2.5		Ø 3.0	
Высота десны	Длина	2.5 мм	4 мм	2.5 мм	4 мм
		Код		Код	
10 мм		MSP25103R	MSP25104R	MSP30103R	MSP30104R
11.5 мм		MSP25113R	MSP25114R	MSP30113R	MSP30114R
13 мм		MSP25133R	MSP25134R	MSP30133R	MSP30134R
15 мм		MSP25153R	MSP25154R	MSP30153R	MSP30154R

Рекомендуемый крутящий момент:
не более 30 Нсм

Имплантат MS временный



Диаметр		Ø 1.8	Ø 2.5
Длина	Код	Код	
		Код	
10 мм		MST18104	MST25104
13 мм		MST18134	MST25134
15 мм		MST18154	MST25154

Имплантат MS съёмный



Диаметр		Ø 2.5		Ø 3.0	
Высота десны	Длина	2 мм	4 мм	2 мм	4 мм
		Код		Код	
10 мм		MSD25102R	MSD25104R	MSD30102R	MSD30104R
11.5 мм		MSD25112R	MSD25114R	MSD30112R	MSD30114R
13 мм		MSD25132R	MSD25134R	MSD30132R	MSD30134R
15 мм		MSD25152R	MSD25154R	MSD30152R	MSD30154R

Рекомендуемый крутящий момент:
не более 30 Нсм

Слепочный модуль

Код
MSPIC



Лабораторный аналог

Код
MSPLA



Временный колпачок

Код
MSPTC



Временный колпачок (титановый)

Код
MSTPC



Лабораторный аналог

Код
MSTLA



Колпачок O-ring

Код
RCS01



Лабораторный аналог

Код
MSDLA



Винт ортодонтический со сквозным отверстием
(фрезерованная поверхность)



				
	Высота десны	Высота десны	Высота десны	Высота десны
	Длина	Длина	Длина	Длина
Диаметр	Ø 1.2	Ø 1.4	Ø 1.6	Ø 1.8
Высота десны	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм 4 мм	1.5 мм 4 мм
Длина	Код	Код	Код	Код
6 мм	OSTH1206	OSTH1406	OSTH1606 OSTH16064	OSTH1806 OSTH18064
8 мм	OSTH1208	OSTH1408	OSTH1608 –	OSTH1808 –
10 мм	–	–	OSTH1610 –	OSTH1810 –

Рекомендуемый крутящий момент:
Ø 1.2 мм | Ø 1.4 мм – не более 15 Нсм, Ø 1.6 мм – не более 20 Нсм, Ø 1.8 мм – не более 30 Нсм

Винт ортодонтический со сквозным отверстием
(комбинированная поверхность)

				
	Высота десны	Высота десны	Высота десны	Высота десны
	Длина	Длина	Длина	Длина
Диаметр	Ø 1.2	Ø 1.4	Ø 1.6	Ø 1.8
Высота десны	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм
Длина	Код	Код	Код	Код
6 мм	OSTH1206HE	OSTH1406HE	OSTH1606HE	OSTH1806HE
8 мм	OSTH1208HE	OSTH1408HE	OSTH1608HE	OSTH1808HE
10 мм	–	–	OSTH1610HE	OSTH1810HE

Рекомендуемый крутящий момент:
Ø 1.2 мм | Ø 1.4 мм – не более 15 Нсм, Ø 1.6 мм – не более 20 Нсм, Ø 1.8 мм – не более 30 Нсм

Винт ортодонтический с головкой в виде брекета
(фрезерованная поверхность)

			
	Высота десны	Высота десны	Высота десны
	Длина	Длина	Длина
Диаметр	Ø 1.4	Ø 1.6	Ø 1.8
Высота десны	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм
Длина	Код	Код	Код
6 мм	OSBH1406	OSBH1606	OSBH1806
8 мм	OSBH1408	OSBH1608	OSBH1808
10 мм	–	OSBH1610	OSBH1810

Рекомендуемый крутящий момент:
Ø 1.4 мм – не более 15 Нсм, Ø 1.6 мм – не более 20 Нсм, Ø 1.8 мм – не более 30 Нсм

OS система

Для установки используется набор Ortho Kit – OOKS

Винт ортодонтический со стандартной головкой (фрезерованная поверхность)



Диаметр	Ø 1.2	Ø 1.4	Ø 1.6		Ø 1.8	
Высота десны	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм	4 мм	1.5 мм	4 мм
Длина	Код		Код		Код	
6 мм	OSSH1206	OSSH1406	OSSH1606	OSSH16064	OSSH1806	OSSH18064
8 мм	OSSH1208	OSSH1408	OSSH1608	–	OSSH1808	–
10 мм	–	–	OSSH1610	–	OSSH1810	–

Рекомендуемый крутящий момент:
Ø 1.2 мм | Ø 1.4 мм – не более 15 Нсм, Ø 1.6 мм – не более 20 Нсм, Ø 1.8 мм – не более 30 Нсм

Винт ортодонтический со стандартной головкой (комбинированная поверхность)



Диаметр	Ø 1.2	Ø 1.4	Ø 1.6	Ø 1.8
Высота десны	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм
Длина	Код		Код	Код
6 мм	OSSH1206HE	OSSH1406HE	OSSH1606HE	OSSH1806HE
8 мм	OSSH1208HE	OSSH1408HE	OSSH1608HE	OSSH1808HE
10 мм	–	–	OSSH1610HE	OSSH1810HE

Рекомендуемый крутящий момент:
Ø 1.2 мм | Ø 1.4 мм – не более 15 Нсм, Ø 1.6 мм – не более 20 Нсм, Ø 1.8 мм – не более 30 Нсм

Винт ортодонтический с малой головкой (фрезерованная поверхность)




Диаметр	Ø 1.4	Ø 1.6	Ø 1.8
Высота десны	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм
Длина	Код		Код
6 мм	OSSH1406	OSSH1606	OSSH1806
8 мм	OSSH1408	OSSH1608	OSSH1808
10 мм	–	OSSH1610	OSSH1810


Рекомендуемый крутящий момент:
Ø 1.4 мм – не более 15 Нсм, Ø 1.6 мм – не более 20 Нсм, Ø 1.8 мм – не более 30 Нсм


Материалы для НКР

Материалы для НКР


Мембрана титановая OssBuilder OB2



				P	BW	BL	BD	Код
Дефект одной стенки				4	8	7	5.5	SM1W487SB
				4	10	7	5.5	SM1W4107SB
				4	10	9	5.5	SM1W4109SB


				P	BW	BL	BD	Код
Дефект двух стенок				7	9	7	5.5	SM2W797SB
				7	9	9	5.5	SM2W799SB
				10	12	7	5.5	SM2W10127SB
				10	12	9	5.5	SM2W10129SB
				12	12	7	5.5	SM2W12127SB
				12	12	9	5.5	SM2W12129SB



				P	BW	BL	BD	Код
Дефект трех стенок				7	9	7	5.5	SM3W797SB
				7	9	9	5.5	SM3W799SB
				10	12	7	5.5	SM3W10127SB
				10	12	9	5.5	SM3W10129SB
				12	12	7	5.5	SM3W12127SB
				12	12	9	5.5	SM3W12129SB

Мембрана титановая OssBuilder OB3

Вертикальная аугментация			BW	BL	LL	BD	LD	Код
			10	7	7	5.5	5.5	SB3V107F
			10	9	9	5.5	5.5	SB3V109F
			10	11	11	5.5	5.5	SB3V1011F

Вертикальная аугментация			BW	BL	LL	BD	LD	Код
			20	7	7	5.5	5.5	SB3V207F
			20	9	9	5.5	5.5	SB3V209F
			20	11	11	5.5	5.5	SB3V2011F*
*Под заказ								

Горизонтальная аугментация			BW	BL	LL	BD	LD	Код
			10	7	3.5	5.5	3.7	SB3H107F
			10	9	4.5	5.5	3.7	SB3H109F
			10	11	6	5.5	3.7	SB3H1011F*
*Под заказ								

Горизонтальная аугментация			BW	BL	LL	BD	LD	Код
			20	7	3.5	5.5	3.7	SB3H207F*
			20	9	4.5	5.5	3.7	SB3H209F
			20	11	6	5.5	3.7	SB3H2011F
*Под заказ								





P = Проксимальный
BW = Ширина с вестибулярной стороны
BL = Высота с вестибулярной стороны
LL = Высота с язычной стороны
BD = Расстояние до вестибулярной стенки
LD = Расстояние до язычной стенки

Материалы для НКР





Винты и пины костные для НКР

Название		Ø	Высота (L)	Код
	Винт костный Для установки используется: машинный ключ для костного винта BSCMD Рекомендуемый крутящий момент: до 40 Нсм	1.2 мм	3 мм	BSCH1203
			4 мм	BSCH1204
			5 мм	BSCH1205
		1.4 мм	4 мм	BSCH1404
			6 мм	BSCH1406
			8 мм	BSCH1408
		2.0 мм	8 мм	BSCH2008
			10 мм	BSCH2010
			12 мм	BSCH2012
			14 мм	BSCH2014
		16 мм	BSCH2016	

Название		Длина (L)	Код
	Пин костный Фиксируется перкуSSIONным методом. Устанавливается набором GBR Kit (инструмент отдельно не продается)	3 мм	OBT3





Компоненты мембраны титановой OssBuilder нового типа

Название		Ø	Высота	Код
	Винт-заглушка Фиксируется шестигранной отверткой 0.9 (код: AHD09SH/AHD09LH) Крутящий момент: не более 5-8 Нсм	4 мм	0.3 мм	SBCC4000
	Формирователь десны Фиксируется шестигранной отверткой 0.9 (код: AHD09SH/AHD09LH) Крутящий момент: не более 5-8 Нсм	4 мм	3 мм	SBHC4030
			4 мм	SBHC4040
		5 мм	3 мм	SBHC5030
			4 мм	SBHC5040
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Фиксируется шестигранной отверткой 0.9 (код: AHD09SH/AHD09LH) Крутящий момент: не более 12-15 Нсм	3.5 мм	0 мм	SBAC3500TSM
			0.5 мм	SBAC3505TSM
			1 мм	SBAC3510TSM
			1.5 мм	SBAC3515TSM
			2.0 мм	SBAC3520TSM
			2.5 мм	SBAC3525TSM
		4.0 мм	3.0 мм	SBAC3530TSM
			0 мм	SBAC4000TSR
			0.5 мм	SBAC4005TSR
			1 мм	SBAC4010TSR
			1.5 мм	SBAC4015TSR
			2.0 мм	SBAC4020TSR
			2.5 мм	SBAC4025TSR
			3.0 мм	SBAC4030TSR
Название		Длина (L)		Код
	Винт временный для фиксации (Tenting Screw) Фиксируется шестигранной отверткой 0.9 (код: AHD09SH/AHD09LH)	8.5 мм		SBS2008I
		10 мм		SBS2010I
		11.5 мм		SBS2011I
		13 мм		SBS2013I

Материалы для НКР

Компоненты мембраны титановой OssBuilder старого типа

Название		Ø	Высота	Код
	Винт-заглушка Устанавливается ключом для установки винта-заглушки (код SMCDES/SMCDESS) Крутящий момент: не более 5-8 Нсм	4 мм	1.5 мм	SMCC415
	Формирователь десны Фиксируется ручной отверткой (код: AHD12SH/AHD12LH) Крутящий момент: не более 5-8 Нсм	4 мм	3 мм	SMHA443R
			4 мм	SMHA444R
		5 мм	3 мм	SMHA553R
	Удлинитель для TS (Переходник) Мини Фиксируется ручной отверткой (код: AHD12SH/AHD12LH)	3.5 мм	0.5 мм	SMHI305TSM
			1 мм	SMHI310TSM
			1.5 мм	SMHI315TSM
			2.0 мм	SMHI320TSM
			2.5 мм	SMHI325TSM
			3.0 мм	SMHI330TSM
	Удлинитель для TS (Переходник) Стандарт Фиксируется ручной отверткой (код: AHD12SH/AHD12LH)	4.0 мм	0.5 мм	SMHI405TSR
			1 мм	SMHI410TSR
			1.5 мм	SMHI415TSR
			2.0 мм	SMHI420TSR
			2.5 мм	SMHI425TSR
			3.0 мм	SMHI430TSR
Название			Код	
	Ключ для установки формирователя и винта-заглушки	Длинный	SMCDES	
		Короткий	SMCDESS	
	Инструмент для определения дефектов			SMDG

Материалы для НКР

Материалы для НКР



Костный ксенотрансплантат

Название		Объем	Масса	Код
	Минеральный костнозамещающий материал из бычьей кости A-Oss Размер частиц 0.25~1.0 мм	0.5 CC	0.25 г	BAS02
		1.0 CC	0.5 г	BAS05
		2.0 CC	1 г	BAS10
		4.0 CC	2 г	BAS20
	Минеральный костнозамещающий материал из бычьей кости A-Oss Размер частиц 1.0~2.0 мм	0.75 CC	0.25 г	BAL02
		1.5 CC	0.5 г	BAL05
		3.0 CC	1 г	BAL10
		6.0 CC	2 г	BAL20
	Минеральный костнозамещающий материал из бычьей кости A-Oss с добавлением коллагена	Ø 6.2×8 мм	0.15 г	BAC150B
		Ø 7.2×10 мм	0.25 г	BAC250B

Костный аллотрансплантат

Название		Объем	Код
	SureOss Порошок (кортикальная кость) Размер частиц 200~850 µm	0.25 CC	POWDER025
		0.5 CC	POWDER05
		1 CC	POWDER10
	SureOss Крошка (кортикальная кость) Размер частиц 850~1500 µm	0.25 CC	CHIP025
		0.5 CC	CHIP05
		1 CC	CHIP10
	OsteOss Порошок (кортикальная + губчатая кость) Размер частиц 200~850 µm	0.25 CC	CCP25
		0.5 CC	CCP50
		1 CC	CCP100
	OsteOss Крошка (кортикальная + губчатая кость) Размер частиц 850~1500 µm	0.25 CC	CCC25
		0.5 CC	CCC50
		1 CC	CCC100

Материалы для НКР

Материалы для НКР

Мембрана резорбируемая коллагеновая

	Название	Размер	Код
	Мембрана Ossguide коллагеновая (коллаген свиной I класса) Толщина: 0.2 мм	15 мм×20 мм	TG-1
		20 мм×30 мм	TG-2
		30 мм×40 мм	TG-3
	Мембрана OssMem Soft коллагеновая (коллаген I класса из бычьего сухожилия) Толщина: 0.35 мм	15 мм×20 мм	OCMS1520
		20 мм×30 мм	OCMS2030
		30 мм×40 мм	OCMS3040
	Мембрана OssMem Hard коллагеновая (коллаген I класса из бычьего сухожилия) Толщина: 0.35 мм	15 мм×20 мм	OCMH1520
		20 мм×30 мм	OCMH2030
		30 мм×40 мм	OCMH3040



Бесклеточный дермальный матрикс

	Название	Размер	Код
	SureDerm Толщина: 0.25 мм – 0.59 мм	10 мм × 20 мм	SUREDERM1012
		10 мм × 40 мм	SUREDERM1014
		20 мм × 20 мм	SUREDERM1022
		20 мм × 40 мм	SUREDERM1024
	SureDerm Толщина: 0.60 мм – 0.99 мм	10 мм × 20 мм	SUREDERM2012
		10 мм × 40 мм	SUREDERM2014
		20 мм × 20 мм	SUREDERM2022
		20 мм × 40 мм	SUREDERM2024



А-силиконовая слепочная масса

Название	Упаковка	Код
	База База (Putty) – 400 мл Катализатор – 400 мл	ESS400P

Хирургические наборы




Хирургические
протоколы
Osstem




Хирургические
наборы
Osstem

Имплантация


Название		Код
	Хирургический набор 122 Taper Kit (для установки имплантатов TSIII, TSIV, SSIII)	O122TPK
	Хирургический набор 123 Full Kit (для установки имплантатов TSII, TSIII, SSIII)	O123FK
	Хирургический набор 485 Kit (для установки коротких имплантатов)	O485K
	Хирургический набор MS Kit (для установки системы MS)	OMSK
	Хирургический набор Ortho Kit (для установки ортодонтических винтов)	OOKS

Навигационная хирургия

Название		Код
	Хирургический набор One Guide Kit (для навигационной хирургии)	OOGK

Хирургические наборы

Навигационная хирургия

	Название	Код
	Хирургический набор OneMS Kit (для установки имплантатов MS и TSIII 3.0 по шаблону)	OOMSK
	Хирургический набор OneCAS Kit (для закрытого синус-лифтинга по шаблону)	OOCK
	Хирургический набор Denture 4U Kit (для операций по методике All-on-X)	OD4UK
	Хирургический набор Parallel Guide Advanced Kit (для позиционирования имплантатов)	OPGAK
	Хирургический набор Parallel Guide Prime Kit (для позиционирования имплантатов)	OPGPK

Костная пластика

	Название	Код
	Хирургический набор OssBuilder Kit (для НКР с титановой мембраной SmartBuilder)	HGBRK
	Хирургический набор GBR Kit (для НКР с применением костных пинов и костных винтов)	ONGBRK

Хирургические наборы

Костная пластика

	Название	Код
	Хирургический набор CAS Kit (для закрытого синус-лифтинга)	HCRSNK
	Хирургический набор LAS Kit (для открытого синус-лифтинга)	HLRSNK
	Хирургический набор ESSET Kit (для расщепления костного гребня)	HESEK
	Хирургический набор CAS Kit PLUS (для закрытого синус-лифтинга)	HCRSNKP

Извлечение имплантата | Извлечение винта

	Название	Код
	Набор для извлечения имплантата EFR Kit	OSFRK
	Набор для извлечения винта из имплантата ESR Kit	OESRK

Протезирование

	Название	Код
	Ортопедический набор Prosthetic Kit (для протезирования систем TS, SS)	OPK

Хирургические наборы

Наборы инструментов

	Название	Код
	Набор хирургических инструментов Osstem Basic Kit (24 единицы)	OBKIT
	Набор хирургических инструментов Doctor Cho Kit (9 единиц)	DCHOKIT
	Набор хирургических инструментов Sinus Kit для открытого синус-лифтинга (5 единиц)	ASLK
	Набор хирургических инструментов Osteo Kit для закрытого синус-лифтинга (11 единиц)	OSTK
	Набор хирургических инструментов Bone Spreader Kit для расщепления костного гребня (4 единицы)	OBSOK
	Набор хирургических инструментов Split Kit прямой для расщепления костного гребня (5 единиц) 0	ORSSK
	Набор хирургических инструментов Split Kit изогнутый для расщепления костного гребня (5 единиц)	ORSOK

Хирургические наборы

Инструменты

Инструменты

Инструменты

	Название	Длина	Код
	Сверло-трепан Внутренний Ø 3.7 Внешний Ø 4.5	31	TD37S
	Сверло-трепан Внутренний Ø 4.2 Внешний Ø 5.0	31	TD42S
	Сверло-трепан Внутренний Ø 4.7 Внешний Ø 5.5	31	TD47S
	Сверло-трепан Внутренний Ø 5.2 Внешний Ø 6.0	31	TD52S
	Сверло-трепан Внутренний Ø 6.2 Внешний Ø 7.0	31	TD62S
	Сверло-трепан Внутренний Ø 3.7 Внешний Ø 4.5	36.4	TD37
	Сверло-трепан Внутренний Ø 4.2 Внешний Ø 5.0	36.4	TD42
	Сверло-трепан Внутренний Ø 4.7 Внешний Ø 5.5	36.4	TD47
	Сверло-трепан Внутренний Ø 5.2 Внешний Ø 6.0	36.4	TD52
	Сверло-трепан Внутренний Ø 6.2 Внешний Ø 7.0	36.4	TD62
Название			Код
	Контурный бор (Bone Profiler) Ø 4.5 Комплектация: Контурный бор + направляющая M + направляющая R		GSBP45
	Контурный бор (Bone Profiler) Ø 5.5 Комплектация: Контурный бор + направляющая M + направляющая R		GSBP55
	Контурный бор (Bone Profiler) Ø 7.5 Комплектация: Контурный бор + направляющая R		GSBP75








Сверло для забора аутокости

	Название	Код
	Сверло короткое с ограничителем Ø 5, длина 19 мм	ABC504S
	Сверло длинное с ограничителем Ø 5, длина 22 мм	ABC504L
	Сверло короткое с ограничителем Ø 6, длина 19 мм	ABC604S
	Сверло длинное с ограничителем Ø 6, длина 22 мм	ABC604L
	Ограничитель под ABC504S Ø 5, длина 14.5 мм	ABC2ST504S
	Ограничитель под ABC504L Ø 5, длина 17.5 мм	ABC2ST504L
	Ограничитель под ABC604S Ø 6, длина 14.5 мм	ABC2ST604S
	Ограничитель под ABC604L Ø 6, длина 17.5 мм	ABC2ST604L
	Эжектор кости	ABBE52L



Инструменты набора
122 Taper Kit










Название		Код
	Сверло пилотное	GD2027L
	Сверло боковое	OSLMD20L
	Сверло прямое Ø 2.2	2D2207LC01
		2D2208LC01
		2D2210LC01
		2D2211LC01
		2D2213LC01
	Сверло прямое Ø 2.7	3D2718FNLC
		3D3015FNLC01
	Сверло Тарер Ø 3.5	122TPD3506
		122TPD3507
		122TPD3508
		122TPD3510
		122TPD3511
		122TPD3513
	Сверло Тарер Ø 4.0	122TPD3515
		122TPD4006
		122TPD4007
		122TPD4008
		122TPD4010
		122TPD4011
	Сверло Тарер Ø 4.5	122TPD4013
		122TPD4015
		122TPD4506
		122TPD4507
		122TPD4508
		122TPD4510
	Сверло Тарер Ø 5.0	122TPD4511
		122TPD4513
		122TPD4515
		122TPD5006
		122TPD5007
		122TPD5008
	Сверло Тарер Ø 5.5	122TPD5010
		122TPD5011
		122TPD5013
		122TPD5506
		122TPD5507
		122TPD5508
	Сверло Тарер Ø 6.0	122TPD5510
		122TPD5511
		122TPD5513
		122TPD6006
		122TPD6007
		122TPD6008
	Сверло Тарер Ø 7.0	122TPD6010
		122TPD6011
		122TPD6013
		122TPD7006
		122TPD7007
		122TPD7008
		122TPD7010
		122TPD7011
		122TPD7013

Инструменты

Инструменты



Инструменты набора 122 Taper Kit

Название		Код
	Пин параллельности	APP2227
	Пин параллельности Taper	TPP3522
	Отвёртка ручная	AHD12SH
		AHD12LH
	Ключ торка	TRHD12S
		TRHD12L
	Имплантовод	ASMES
		ASMEL
	Имплантовод машинный	ASMDS
		ASMDL
	Инструмент для снятия адаптера	ERFM
		HRFR
	Имплантовод ручной SS	SSRFDL
	Имплантовод машинный SS	SSNMDS
	Имплантовод ручной TS	GSMFDL
		GSRFDL
	Имплантовод машинный TS	TSNMDML
		TSNMDRL
	Удлинитель ручного имплантовода	OTE
	Удлинитель сверла	ADE
	Динамометрический ключ	TW30B
	Глубиномер	OSDG


Подбор диаметра и установка имплантата

1. Рекомендуется подбирать диаметр имплантата в зависимости от плотности костной ткани и размера зуба, строго следовать указаниям производителя.
2. В жевательном отделе **категорически запрещается** ставить имплантаты диаметром 4.0. Рекомендуется использовать имплантаты диаметром от 4.5 и выше.
3. При вертикальной атрофии альвеолярного отростка рекомендуется устанавливать имплантаты длиной 6 мм или менее (короткие), либо проведение НКР для установки имплантатов стандартной длины.
4. При дефиците межзубного пространства во фронтальной зоне нижней челюсти рекомендуется устанавливать имплантаты системы TS диаметром 3.0, а также имплантаты системы MS

Внимание!

- Рекомендуемый крутящий момент для TS и SS систем не более 40 Нсм
- Рекомендуемый крутящий момент для MS системы не более 30 Нсм
- Рекомендуемый крутящий момент при фиксации абатментов:
 - Мини не более 20 Нсм
 - Стандарт не более 30 Нсм

Схема



Стоматологическое оборудование



Стоматологическая установка К3

Название	Комплектация	Код
Стоматологическая установка К3 Комплектация №1	Один электрический микромотор	К3MC25A01
Стоматологическая установка К3 Комплектация №2	Два электрических микромотора	К3MC25A01

Комплектация стоматологической установки К3

1. Кресло стоматологическое

- Гидравлический привод
- Подлокотники левый и правый (правый – откидной)
- Подголовник регулируемый
- Защитная функция от придавливания креслом
- Автоматическое отключение перемещений при работе инструментом
- Защитный чехол в ножной части кресла

2. Гидроблок в сборе

- Воздушный эжектор
- Бутыль для дистиллированной воды
- Плевательница из закаленного стекла
- Регулировка подачи воды в стаканчик
- Регулировка интенсивности омыва плевательницы
- Подогрев воды для ополаскивания
- Сенсорное наполнение стаканчика
- Возможность подключения влажной и сухой аспирации

3. Лампа операционная

- Сенсорное управление
- Плавная регулировка яркости
- Переключаемый жёлтый светофильтр для замедления полимеризации
- Съёмные стерилизуемые рукоятки

4. Столик для врача

- Цветной дисплей для отображения функций и диагностики
- Режим негатоскопа (просмотра снимков)
- Три программируемых положения кресла
- Встроенный таймер
- Резиновый коврик
- Дополнительный столик для инструмента с поддоном из стали
- Дополнительный столик для мыши с подстаканником
- Держатель для бумаг/планшета
- Нижняя подача инструментов
- Индивидуальная регулировка воды на инструменты

5. Столик ассистента

- Функциональная клавиатура
- Столик ассистента с кронштейном для инструментов
- Пылесос
- Слюноотсос
- Трёх-функциональный пистолет

6. Многофункциональная ножная педаль

- Управление инструментом нажимаемой клавишей
- Управление положениями кресла джойстиком
- Кнопка положения сплевывания
- Кнопка возврата кресла в предыдущее положение
- Усиленная защита кабеля

7. Консоль Ханаро

- Держатель для салфеток
- Держатель для стаканчиков
- Дополнительный столик

8. Кронштейн для монитора

- Трёхсекционный рычаг
- Проводка для подсоединения монитора к сети
- Проводка для подсоединения монитора к компьютеру
- Антенный кабель



9. Стул врача

- Бесшовная обивка спинки и сидения в цвет кресла пациента

10. Стул ассистента

- Обивка сидения в цвет кресла пациента

Стоматологическое оборудование



Комплектация №1*

Один электрический микромотор

- Бесщеточный электромотор с LED подсветкой MCX (Bien Air)
- Три программируемых порога вращения микромотора
- Плавная регулировка оборотов микромотора
- Два шестиканальных шланга Мидвест
- Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой Mini head H310L (NSK)
- Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой Standard head H510L (NSK)
- Быстросъемный переходник с LED подсветкой CL (NSK) - 2 шт.
- Скалер с подсветкой S5L (EMS)
- Трехфункциональный пистолет

Комплектация №2*

Два электрических микромотора

- Два бесщеточных электромотора с LED подсветкой MCX (Bien Air)
- Три программируемых порога вращения микромотора
- Плавная регулировка оборотов микромотора
- Один шестиканальный шланг Мидвест
- Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой Mini head H310L (NSK)
- Быстросъемный переходник с LED подсветкой CL (NSK) – 1 шт.
- Скалер с подсветкой S5L (EMS)
- Трехфункциональный пистолет

Примечание:

- Компрессор не входит в комплектацию
- Аспиратор не входит в комплектацию
- Монитор не входит в комплектацию

* Цена зависит от комплектации



Стоматологическое оборудование

Физиодиспенсеры

Название		Код
	 НОВИНКА 2025 Аппарат для хирургии и имплантологии Surgic PRO 2 OPT (NSK)	Y1004195
	 НОВИНКА 2025 Аппарат для хирургии и имплантологии Surgic PRO (NSK)	Y1001933
	 Физиодиспенсер SM5 (KAVO)	SM5EN2



Аппарат для измерения стабильности дентальных имплантатов IS3

Название		Код
	Аппарат для измерения стабильности дентальных имплантатов - IS3 (аппарат + зарядное устройство + отвертка + штифт MultiPeg №29 на стандартную платформу TS)	55002-HM
	Отвертка MulTiPeg Driver	55003
	Штифт MulTiPeg	Уточняйте у менеджера

Уход за полостью рта

Уход за полостью рта



Оборудование для ухода за полостью рта

Название		Код
	Портативный ирригатор Worick	WO-200
	Набор Worick Combo 2 в 1 (электрическая зубная щётка + ирригатор)	WO-300



Средства для ухода за полостью рта

Название		Упаковка	Код
	НОВИНКА 2025 Cool Gargle (ополаскиватель для полости рта)	100 мл	OGA0001
		250 мл	OGA0002
	НОВИНКА 2025 Cool Zero Gargle (ополаскиватель для полости рта без спирта)	100 мл	OGA0009
		250 мл	OGA0008
	НОВИНКА 2025 Vussen H(RUS) Toothpaste (отбеливающая зубная паста)	120 г	TPA0046
	НОВИНКА 2025 Vussen W Toothpaste (отбеливающая зубная паста)	120 г	TPA0158
	НОВИНКА 2025 Vussen S Sensitive Teeth Care Toothpaste (зубная паста для чувствительных зубов)	120 г	TPA0093
Название			Код
	Дорожный набор Vussen (зубная щётка + зубная паста + дорожный кейс)		TPAA064